

YF® 488/555/633/680/Rhodamine

标记鬼笔环肽（即用型）

产品介绍

鬼笔环肽是从致命的伞形毒蕈蘑菇中分离出来的一种毒素，可特异性结合于 F-肌动蛋白的双环肽。因此用荧光染料标记的鬼笔环肽可以非常方便的研究 F-肌动蛋白的分布。鬼笔环肽内部，在半胱氨酸和色氨酸之间含有不常见的硫醚桥形成内环结构。在 pH 升高时，该硫醚被裂解，鬼笔环肽失去对肌动蛋白的亲合力。

YF®染料是我司开发的一系列新一代荧光染料，与其他荧光染料相比，在亮度，光稳定性和水溶性方面具有综合优势。YF®荧光染料标记的鬼笔环肽可在纳摩尔水平染色 F-肌动蛋白。在各种植物细胞或动物细胞中，标记的鬼笔环肽对大、小细丝具有相似的亲和力，平均每个肌动蛋白亚基结合一个鬼笔环肽分子。不同于抗体，鬼笔环肽与肌动蛋白的结合亲和力在不同物种间没有显著变化。非特异性染色可以忽略不计，染色和未染色区域之间的对比度非常大。鬼笔环肽将单体/聚合物的平衡转向聚合状态，将聚合临界浓度降低至 30 倍。鬼笔毒肽类(Phallotoxins)可通过抑制细胞松弛素的解聚，碘化钾和升高的温度，稳定 F-肌动蛋白。因为鬼笔环肽缀合物很小，大约直径 12~15Å，分子量 < 2000 Daltons，多种肌动蛋白结合蛋白，包括肌球蛋白，原肌球蛋白和后肌钙蛋白依然可以和鬼笔环肽标记的肌动蛋白结合。更重要的是，鬼笔环肽标记的肌动蛋白丝保持功能，标记甘油肌纤维仍然收缩，标记的肌动蛋白丝仍然可以继续移动。而且荧光标记的鬼笔环肽也可用于对细胞中 F-肌动蛋白进行定量研究。

应用范围

细胞骨架染色

产品信息

货号	名称	Abs/Em (nm)	规格	体积
YP0114S	YF®488-Phalloidin	490/515	50 T	5 mL
YP0114L	YF®488标记鬼笔环肽（绿色）		300 T	30 mL
YP0115S	YF®555-Phalloidin	555/565	50 T	5 mL
YP0115L	YF®555标记鬼笔环肽（橙红）		300 T	30 mL
YP0116S	Rhodamine-Phalloidin	546/575	50 T	5 mL
YP0116L	罗丹明标记鬼笔环肽（橙红）		300 T	30 mL
YP0118S	YF®633-Phalloidin	630/650	50 T	5 mL
YP0118L	YF®633标记鬼笔环肽（远红）		300 T	30 mL
YP0119S	YF®680-Phalloidin	681/698	50 T	5 mL
YP0119L	YF®680标记鬼笔环肽（近红）		300 T	30 mL

储运条件

4℃避光可稳定保存 2 年，具体批次有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

种类齐全：囊括从绿色荧光到近红外荧光，可供客户选择较多；

特异性好：特异性与细胞骨架 F-actin 结合；

稳定性好：YF 系列是我司自主研发，荧光亮度强且抗淬灭性好；

方便快捷：本产品为即用型，客户即开即用，无需溶解稀释。

注意事项

- 1.本染色液的浓度经过优化的，可以满足多种常用细胞（如 HeLa（人宫颈癌细胞），vero（非洲绿猴肾细胞），ST（猪睾丸细胞），C2C12（小鼠成肌细胞））的染色需要。如需调整使用浓度，请选择本司 YF®染料/罗丹明标记鬼笔环肽粉末，自行配置合适的工作液浓度。
- 2.避免使用含有甲醇的固定剂，这些会破坏肌动蛋白的结构而影响鬼笔环肽染色效果。
- 3.荧光鬼笔环肽的染色效果与具体的细胞类型、固定/样本制备条件和/或细胞/组织对探针的通透性密切相关。
- 4.用含 1% BSA 的 PBS 预孵育固定细胞 20~30 min 可以改善染色效果。
- 5.荧光标记的鬼笔环肽不具有细胞透性，因此没有被广泛用于活细胞标记。有报道称活细胞可能通过胞饮或未知机制进行标记。一般来说，染色活细胞时需要更多的染料。荧光标记的鬼笔环肽也可被注入到细胞中用于监测肌动蛋白分布和细胞运动。对于本染色液，室温孵育 1 h 无法对活细胞染色。
- 6.本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 7.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

自备材料

1. 试剂
抗荧光淬灭剂
2. 仪器
荧光显微镜


操作步骤

以下方案是针对生长在玻璃盖玻片或 8 孔室玻片上的贴壁细胞的染色步骤。鬼笔环肽也可用于染色固定的冰冻组织切片，不推荐染色石蜡组织切片。


1. 用 PBS 清洗细胞 3 次。
2. 用含有 4%多聚甲醛的 PBS 溶液固定细胞，室温固定 20 min。
3. 用 PBS 清洗细胞 3 次。
4. （可选）用含 0.4% Triton X-100 的 PBS 溶液在室温下透化细胞 10 min。
5. 用 PBS 清洗细胞 3 次。
6. 取 100 μL 即用型荧光鬼笔环肽染液，加入一个盖玻片或孔中，使染液完全覆盖细胞，室温避光孵育 20~90 min。
7. 用 PBS 清洗细胞 2~3 次。
8. （可选）取 100 μL 浓度为 5 μg/mL 的 DAPI 染液，加入一个盖玻片或孔中，使染液完全覆盖细胞，室温避光孵育 5 min。染色完成后，弃去 DAPI 染液，用 PBS 清洗细胞 2~3 次。
9. 荧光显微镜观察。

注：YF®染料标记的鬼笔环肽具有很好的光稳定，样品可以在 PBS 中成像，也可以使用抗荧光淬灭剂观察。

10. 实验效果图（图 1）



原代星形胶质细胞骨架染色(YF® 488-Phalloidin)



肝癌细胞骨架染色(YF® 555-Phalloidin)

图1 鬼笔环肽染色效果图

同系列产品

产品货号	产品名称	选购指南
YP0052	YF® 594-Phalloidin YF® 594 标记鬼笔环肽（红色）	固体形式；稳定保存
YP0053	YF® 633-Phalloidin YF® 633 标记鬼笔环肽（远红）	固体形式；稳定保存
YP0055	YF® 680-Phalloidin YF® 680 标记鬼笔环肽（近红）	固体形式；稳定保存
YP0059	YF® 488-Phalloidin YF® 488 标记鬼笔环肽（绿色）	固体形式；稳定保存
YP0060	YF® 555-Phalloidin YF® 555 标记鬼笔环肽（橙红）	固体形式；稳定保存
YP0123	YF® 640-Phalloidin YF® 640 标记鬼笔环肽（远红）	固体形式；稳定保存
YP0063	Rhodamine-Phalloidin 罗丹明标记鬼笔环肽（橙红）	固体形式；稳定保存
YP0054	Tubulin-Tracker Red (抗体法微管红色荧光探针)	微管染色
YP0061	Tubulin-Tracker Green (抗体法微管绿色荧光探针)	微管染色

相关联产品

产品货号	产品名称
D4054	DAPI
D4080	DAPI 染色液（即用型）
H4047	Hoechst 33342 活细胞 DNA 染料
H4079	Hoechst 33342 染色液（即用型）
H4046	Hoechst 33258 活细胞 DNA 染料
H4078	Hoechst 33258 染色液（即用型）