

溶菌酶缓冲液 (1×)

产品介绍

溶菌酶缓冲液 (Lysozyme Buffer) , 含 20 mM Tris, 2 mM EDTA, 1.2 % Triton X-100 (W/V) , pH 8.0, 用于溶菌酶溶液的配置与保存 (本制品不含溶菌酶) 。

根据自己实验的需求配置相应浓度的溶菌酶溶液, 如取 20 mg 溶菌酶, 溶解于 1 mL 溶菌酶缓冲液中, 配制成 20 mg/mL 的溶菌酶溶液。

溶菌酶对革兰氏阳性菌的裂解极为有效, 也有助于革兰氏阴性细菌的裂解。

储运条件

室温运输, 4℃保存, 一年有效。

产品组分

组分	DD1XLZ500
A. 溶菌酶缓冲液 (1×) Lysozyme Buffer	500 mL

产品组成

组成	浓度
Tris	20 mM
EDTA-2Na	2 mM
Triton X-100	1.2 % (W/V)

产品参数

外观: 无色澄清液体

pH: 8.0±0.1

注意事项

- 溶菌酶溶液建议现用现配。配制好的溶解酶溶液如不立即使用, 请于-20℃保存, 避免反复冻融。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。