

产 品 说 明 书

Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液, 5×

产品货号: DZ8037

产品规格: 400 mL

储存条件

室温保存, 有效期见外包装。

产品介绍

Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液以美国 Amresco 原装进口粉剂为原材料配制, 品质稳定, 适用于变性蛋白聚丙烯酰胺凝胶电泳。

产品信息

组分	5×浓度	组分分子量
Tris	125 mM	121.14
Glycine	960 mM	75.07
SDS	0.5% (V/V)	288.38

无色液体, 0.22 μm 膜过滤纯化。

使用方法

每次电泳需使用新鲜的 1×缓冲液; 1× Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液配制: 800 ml 去离子水与 200 ml 5× Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液充分混匀。

注意事项

1. 室温条件下保存, 如果低温保存溶液, 可能会产生沉淀, 可摇晃或加热溶解。

